


# Zubehör Laborrührer

STATIV KLEIN



STATIVE

STATIV GROSS



Stativ	Art. Nr.	Material	B	C	D	E
klein	5821	Lackiert	200	120	10	500
groß	5818	Edelstahl	280	280	12	530

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.

## RÜHRORGANE



ECO-CUP



ECO-DISC



EX-PROPELLER

Rührorgan	Art. Nr.	Material	Durchmesser in mm	Länge Rührwelle in mm	Durchmesser Rührwelle in mm
eco-Disc mit Rührwelle	10007	V4A Edelstahl 1.4404	60	350	Ø10 Absatz 8
eco-Cup mit Rührwelle	10008	V4A Edelstahl 1.4404	80	350	Ø10 Absatz 8
Propeller mit Rührwelle	5216	PTFE EX	75	350	Ø8 Absatz 6
zusätzl. eco-Cup einzeln	5199	V4A Edelstahl 1.4404	80	---	---



## DURCHFÜHRUNG

NS29/32

Temperaturbeständigkeit -15 bis +200°C

Leitfähigkeit 1.000 kOhm



für Rührwellen mit Durchmesser in mm	Art. Nr.	Gesamtlänge in mm ca.
8	5822	71
10	5823	72

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.